

ANEXO CONVOCATORIA

33/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Equipo: Microscopio marca Carl Zeiss, modelo PrimoStar.</p> <p>Localización: Choele Choel, Pcia. de Río Negro.</p> <p>Servicio requerido: Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas. Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento.</p>	
2	<p>Equipo: Microscopio LaboMed, modelo Lx400.</p> <p>Localización: Choele Choel, Pcia. de Río Negro.</p> <p>Servicio requerido: Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas. Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento.</p>	
3	<p>Equipo: Microscopio LaboMed, modelo CXL.</p> <p>Localización: Choele Choel, Pcia. de Río Negro..</p> <p>Servicio requerido: Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas . Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento.</p>	
4	<p>Equipo: Microscopio trinocular Arcano, modelo XSZ 148 E Acrom.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	<p><u>Localización:</u> Localizado en Choele Choel, Pcia. de Río Negro.</p> <p><u>Servicio requerido:</u> Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas. Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento.</p>	
5	<p><u>Equipo:</u> Microscopio Motic Modelo BA200.</p> <p><u>Localización:</u> Villa Regina, Pcia. de Río Negro.</p> <p><u>Servicio requerido:</u> Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas. Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento. Reparación del condensador.</p>	
6	<p><u>Equipo:</u> Microscopio Motic, modelo BA200.</p> <p><u>Localización:</u> Villa Regina, Pcia. de Río Negro.</p> <p><u>Servicio requerido:</u> Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. . Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas. Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento.</p>	
7	<p><u>Equipo:</u> Lupa Arcano, modelo ST 30L/2L.</p> <p><u>Localización:</u> Villa Regina, Pcia. de Río Negro.</p> <p><u>Servicio requerido:</u> Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas. Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento.</p>	
8	<p><u>Equipo:</u> Lupa Arcano Modelo ST 30L/2L.</p> <p><u>Localización:</u> Villa Regina, Pcia. de Río Negro.</p> <p><u>Servicio requerido:</u> Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	Limpieza del sistema de iluminación transmitida. . Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas . Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento. Reacondicionar cremallera del estativo.	
9	Equipo: Microscopios Arcano Modelo XSZ 100 BN. Localización: Villa Regina, Pcia. de Río Negro. Servicio de limpieza: Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas. Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento.	
10	Equipo: Microscopios Arcano Modelo XSZ 100 BN. Localización: Villa Regina, Pcia. de Río Negro. Servicio requerido: Limpieza del sistema óptico. Ocular/es. Tubo Mono/Binocular. Objetivo/s. Limpieza del sistema de iluminación transmitida. Lente colectoras, espejos, filtros. Condensador de Luz. No requerido en Lupas. Limpieza, ajuste, calibración y lubricación de: Platina. No requerido en Lupas . Estativo. Sistema de enfoque micro-macrométrico. Condensador. No requerido en Lupas. Pruebas de funcionamiento. Reacondicionar traba de gatillo porta objetos.	